

K-Active® Recovery Boots 3.0

Beinlänge: 81-88 cm
Max. Oberschenkelumfang: 60cm

Einfache Steuerung
per **Bluetooth**

Druck:
60 - 120mmHg


3 unterschiedliche
Modi auswählbar

5 überlappende
Luftkammer in jedem Boot






Anleitung Recovery Boots 3.0




Schritt 1

Lade die **Beoka-App** herunter und installiere sie auf deinem Smartphone oder Tablet. Stelle dann sicher, dass die Akkus vollständig aufgeladen sind.



Schritt 2

Öffne nun die App und wähle die Recovery Boots (Air Compression Massager ACM-A1) aus. Aktiviere die **Bluetooth-Funktion** auf deinem Gerät.




Schritt 3

Befolge die Anweisungen in der App, um die Beinteile mit der App zu verbinden.



Schritt 4

Wähle anschließend den gewünschten Massagemodus aus. Passe Einstellungen wie Intensität und Dauer nach Bedarf an. Wähle zwischen 20, 30, 45 und 60 Minuten.



Schritt 5

Starte die Behandlung, indem du auf die entsprechende Schaltfläche (Schieberegler) in der App klickst.



Schritt 6

Überwache den Behandlungsfortschritt mit der App und beende den Vorgang bei Bedarf über das **Ein-Tasten-Druckentlastungsventil** an der Seite der Steuereinheit. Nach Ablauf der voreingestellten Dauer, hört die Kompressionsmassage von allein auf.